

SISTEMAS DE FILTRACIÓN MULTI-RAMA 310-MS-A



Características

- **Para una gran cantidad de muestras,**
MultiVac 310-MS-A son modelos económicos para la filtración de muestras grandes. Cada sistema incluye bomba de líquido de diafragma Alligator 200, colector y portafiltras magnéticos.
- **Ahorro de tiempo y ahorro de espacio**
La fuente de vacío ha incorporado una bomba de líquido que se puede conectar directamente al colector sin botella de residuos. Ahorre un 40% de espacio en el banco y simplifique el proceso de filtración.
- **Diseño de aluminio ligero y práctico**
El colector está hecho de aluminio que es autoclavable, ligero y rentable.
- **Se incluye el**
soporte del filtro magnético El soporte del filtro magnético permite la operación con una sola mano y evita que la membrana se tuerza o se rompa.

SKU: N / A | **Categorías:** [Sistemas de Filtración Multi-Ramas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicaciones:

- Prueba de sólidos suspendidos para monitoreo de agua
- Prueba microbiológica por técnica de filtro de membrana
- Filtración general sin recolectar filtrado

El sistema completo MultiVac 310-MS-A incluye:

- * Alligator 200, bomba de líquido de diafragma
- * MultiVac 310-MS, múltiple de aluminio de 3 lugares
- * MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml (3 piezas)
- * Tubo de silicona (2 piezas)

Especificaciones

- Max. caudal de líquido: 4,5 L / min
- Máx. vacío : 313 mbar / 31.3 kPa /20.7 inHg
- Voltaje de entrada : DC24V, 1.8A
- Motor : Motor de CC sin escobillas de 60W
- Número de rama : 3
- Diámetro del filtro : 47 mm
- Capacidad del embudo : 300 ml
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5 / 16 pulgadas)
- Contacto de material con filtrado (bomba):SS316, FKM, silicona, PP, **material de PPS**
- Cuerpo : Aluminio
- Válvula de control : Aluminio
- Embudo de filtro : PES (Polietersulfona)
- Base de soporte del embudo : PES (Polietersulfona)
- Conector : Aluminio

Información de pedido

- **180311-01 (02) -Un** sistema de filtración al vacío MultiVac 310-MS-A, el juego completo incluye:
 - * Alligator 200, bomba de líquido de diafragma
 - * MultiVac 310-MS, múltiple de aluminio de 3 lugares
 - * MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml (3 piezas)
 - * Tubo de silicona (2 piezas)

Información para pedidos (opcional):

197000-01	LF 3, 300ml Soporte de filtro PES de 47 mm
197000-06	LF 5, 500ml Soporte de filtro PES de 47 mm
200300-01	MF 3, portafiltro magnético de 300 ml con kit de tapa
200500-01	MF 5, portafiltro magnético de 500 ml con kit de tapa

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO