

SOLUCIÓN AMORTIGUADORA, PH 10.0 ± PH PRECISIÓN -H-4360A.10



SKU: H-4360A.10 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidor de pH ASTM / NCH](#), [Solución buffer](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución amortiguadora, pH 10.0 $\pm$ pH Precisión, 1 pinta

Los frascos de solución amortiguadora de pH están etiquetados con el nombre y el número CAS para todos los ingredientes (para requisitos de "Derecho a saber"), y se suministran con una MSDS (Hoja de datos de seguridad del material).

Botella de plástico de 1 pinta (473 ml).

- [Hoja de datos](#)

[H-4360A.4_MSDS](#) (MSDS Producto PDF)

[H-4360A.7_MSDS](#) (MSDS Producto PDF)

[H-4360A.10_MSDS](#) (MSDS Producto PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO