

SOLUCIÓN AMORTIGUADORES, PH 7.00 $\pm$ PH PRECISIÓN, 20/PAQ -H-4361A.7



SKU: H-4361A.7 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidor de pH ASTM / NCH](#), [Solución buffer](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución amortiguadores, individuales. pH 7.00 $\pm$ pH Precisión, paquete de 20

Las bolsas "individuales" son bolsas convenientes y herméticas con estándares de calibración de alta precisión. Ideal para uso en el campo: llévelos al sitio de prueba para realizar una calibración sobre el terreno. Cada caja contiene veinte bolsas de 20 ml. Dimensiones: 4.5 "L x 5" W x 4.5 "H (caja).

Todas las soluciones de tampón de pH tienen fecha de frescura y están estandarizadas contra las referencias certificadas por NIST para garantizar la calidad. $\pm$ 0.01 pH a 25 ° C.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO