

## SONDA DE TEMPERATURA - SERIE T025



- La sonda de temperatura de la serie T025 es una sonda de medición de temperatura de laboratorio / campo de uso general que ofrece un rendimiento asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Características**
- Sonda de acero inoxidable con mango / tapa de santopreno (caucho). 4 mm de diámetro y 120 mm de longitud
- Sensor de temperatura y tapa disponibles
- Tiempo de respuesta rápido
- Adecuado para todas las aplicaciones de uso general.

**SKU:** BellSonTemSer-T025 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [Temperatura](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO