

SOPORTE DE MONTAJE LSCT PARA PRUEBAS TRIAXIALES -HM-4193BR



SKU: HM-4193BR | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Mecánica de suelos, Software de adquisición de datos para mecánica de suelos, Transductores de tensión lineal |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte utilizado para montar el LSCT o calibrador de cuadrante en la parte superior de una celda triaxial con un diámetro de ramificación de 5/8 "(15,5 mm) para la medición de deformación (también se requiere HM-2310BR para usar con LSCT).



INFORMACIÓN ADICIONAL