

SOPORTE PARA PIPETA



SKU: N / A | **Categorías:** [Soportes para micro pipetas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los soportes lineales y redondos han sido diseñados para adaptarse perfectamente a la gama de pipetas Belltronic. Los soportes son convenientes para sostener 6 pipetas de tipo monocanal y multicanal.



El soporte redondo puede girar suavemente y puede sujetar cómodamente hasta 6 pipetas.



El soporte lineal puede contener hasta 6 pipetas de tipo monocanal y multicanal.

Información sobre pedidos

Cat. No.	Descripciones
BellSPi - 1	El soporte para pipeta redondo soporta hasta 6 pipetas, ajustándose a micropipetas Belltronic
BellSPi - 2	El soporte para pipeta lineal con capacidad para 6 pipetas, ajustándose a micropipetas Belltronic

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO