

## SOPORTES DE PISO PARA ACCUSTAMP Y OTRAS PRENSAS DE LABORATORIO DE SOBREMESA



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]

**No. 223160C AccuStamp Soporte de piso** - 30 "de alto x 23.5" de ancho x 23.5 "de profundidad, 150 lbs - soporte de piso abierto con mesa de trabajo.

**No. 223171D Soporte de piso de prensa** - 30 "de alto x 19" de ancho x 19 "de profundidad, 125 lbs - Soporte de piso cerrado para todas las prensas de 2 y 4 columnas, excepto la serie Accustamp®.

**No. 223215C Press Floor Stand** - 30 "de alto x 35" de ancho x 26 "de profundidad, 260 lbs. Con ruedas de 6" para usar con prensas manuales de 2 y 4 columnas.

**No. 223321D Soporte de prensa para la serie automática PL estándar (excluyendo los modelos de 48 toneladas)** - 24 "de alto x 51" de ancho x 23.5 "de profundidad, 385 lbs.

**No.223319C Soporte de prensa para la serie automática PL estándar con ruedas de 6 "(excluyendo los modelos de 48 toneladas)** - 21" de alto x 51 "de ancho x 23.5" de profundidad, 385 lbs.

[/vc\_column\_text][[/vc\_column]][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Soportes de piso](#) |

## VARIACIONES

| Imagen   | SKU | Descripción | Modelo  |
|--|-----|-------------|---------|
|    |     |             | 223319C |
|    |     |             | 223321D |
|   |     |             | 223215C |
|  |     |             | 223171D |
|  |     |             | 223160C |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Modelo**

223160C, 223171D, 223215C, 223321D, 223319C

COTECNO