

TAMPER DOLLY, CUADRADO



**SKU:** HM-2703.705 | Categorías: Pesas (corte directo/residual) |



## **GALERÍA DE IMÁGENES**



# **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

### **Opciones de productos**

Imagen		Descripción
1	HM-2703.20S Tamper Dolly, 2.0" (Cuadrado)	
1	HM-2703.24S Tamper Dolly, 2.42" (Cuadrado)	
1	HM-2703.25S Tamper Dolly, 2.5" (cuadrado)	
1	HM-2703.40S Tamper Dolly, 4.0" (Cuadrado)	
1	HM-2703.50S Tamper Dolly, 50 mm (cuadrado)	



Imagen Descripción

1

HM-2703.60S Tamper Dolly, 50 mm (cuadrado)

HM-2703.100S Tamper Dolly, 100 mm (cuadrado)

#### **Tamper Dolly, Cuadrado**

Las apisonadoras Dolly para usar en la preparación de muestras cuadradas de prueba de corte directo están disponibles en los siguientes tamaños: 2", 2,42", 2,5", 4", 50 mm, 60 mm y 100 mm.



## INFORMACIÓN ADICIONAL