

TANQUE DE CURADO DE PLÁSTICO



SKU: N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad de Cubos de Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tanque de Curado de Plástico[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Tanque de curado de plástico
- Tanque de curado, de plástico para el almacenamiento de cubos de prueba de hormigón de 150 x 150 x 150 mm de acuerdo con las normas pertinentes.
- Equipado con elementos de calefacción tubulares (sin dispositivo de refrigeración), pantalla digital de los valores de temperatura requeridos / reales y rejilla de madera (que se puede sacar)
- Salida 1 1/4 "en la parte inferior
- Interior tenue. (wxdxh) = 930 x 580 x 450 mm
- Exterior tenue. (wxdxh) = 1050 x 650 x 815 mm
- Peso 25 kg.
- 230 V / 50 Hz / 1.2 kW

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO