

## TANQUE DE ELECTROFORESIS VERTICAL BELL-TANQELECV-1800



- La instalación de la placa de vidrio en sólo 15 segundos, y no necesita la perilla, rápido y conveniente.
- Con el gel que hace el dispositivo modular, usted puede hacer el gel de la losa multi al mismo tiempo.
- Diseño de botón de apertura de la tapa de seguridad, apertura cómoda de la tapa.
- Apagado automático cuando se quita la tapa

**SKU:** B-01-29-0204-0204 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño de la placa de vidrio (W*L)	Tamaño del gel (ancho x largo)	Espesor del gel (mm)	Cantidad de peine (piezas)	Volumen de la muestra (mm) 25, 40, 52 pozos	Requisito de tampón (~ 1800 (ml))	Dimensión (L*W*H)	Peso neto
Bell-TanqElecV-1800	B-01-29-0204-0204	216*110mm	186*95mm	1,0 (mm)	1 ~ 2 (piezas)	(1,0 mm) 25, 40, 52 pozos	~ 1800 (ml)	280*140*135	3,2 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO