

TANQUE DE ELECTROFORESIS VERTICAL BELL-TANQELECVER-4000



- Con el gel que hace el dispositivo de la posición normal, no debe mover la placa de cristal del proceso de hacer el gel a la electroforesis, conveniente para la observación la preparación del gel del cristal en ambos lados, asegura tiempos rápidos de la disposición y la operación sin escapes.
- Diseño de botón de apertura de cubierta de seguridad, conveniente para abrir la cubierta.
- Abundante tampón no sólo garantiza efectos de enfriamiento, sino que también mantiene el valor de pH estable durante todo el proceso del experimento.
- Apagado automático al retirar la tapa.

SKU: B-01-29-0204-0203 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño de la placa de vidrio (W * L)	Tamaño del gel (ancho x largo)	Espesor del gel	Geles	Número de muestras	Volumen de búfer	Dimensión (L*W*H) (mm)	Peso neto (kg)
Bell-TanqElecVer-4000	B-01-29-0204-0203	200*200mm	162*175mm	1,5 mm	1 ~ 2 (piezas)	21~70	~4000ml	295*170*279 (mm)	7,1 (kg)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO