

## TAPA DE PICNÓMETRO Y FRASCO DE VIDRIO -H-3381



**SKU:** H-3381 | **Categorías:** <u>Agregados</u>, <u>Ensayos ASTM/NCH</u>, <u>Gravedad específica</u>, <u>Humboldt</u>, <u>Otros</u>

<u>métodos de prueba</u> | **Etiquetas:** <u>ASTM C128</u>



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Tapa de picnómetro y frasco de vidrio 1qt. (.95L) juego de jarrones de vidrio para determinar la gravedad específica del agregado fino. La parte superior es de latón hilado con orificio de .375 "(10 mm) en un extremo; el extremo roscado se adapta a un tarro de vidrio de 1 o 2 cuartos (1 o 2 litros). Incluye una junta de goma que se ajusta a la boca del tarro para evitar que se depositen partículas finas los hilos.

#### Ordene frascos adicionales en repuestos

Tapa de picnómetro y frasco de vidrio es compatible con las siguientes normas: ASTM C128

#### **RESPUESTOS**



H-3380

Tapa de picnómetro



H-3380.2

Frasco de vidrio para picnómetro, 1qt. (.95L)

**ASTM C128** 



# INFORMACIÓN ADICIONAL