

TAPAS DE RETENCIÓN DE 2"— H-2804



SKU: H-2804 | **Categorías:** [Cemento](#), [Cubos de Prueba](#), [Humboldt](#), [Preparación de muestras para pruebas de cubos de cemento](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapas de retención de acero inoxidable para ser usadas con las muestras cúbicas de 2".

Se utilizan con las almohadillas de compresión de 2" para eliminar la necesidad del uso del compuesto de refrentado.

Se venden en sets de 2.

Peso de envío: 2.5 Lbs.

(1 Kg.)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO