

TAZON, ACERO INOXIDABLE, 3 QT. (2.8L) -H-4937



SKU: H-4937 | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tazones de mezcla redonda de acero inoxidable](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tazon de mezcla redondo, acero inoxidable 9.5" x 3.5" (241 x 89mm) 3 qt. (2.8L)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO