

## TEMPORIZADOR DE LABORATORIO UNIVERSAL -H-4292.5F



**SKU:** H-4292.5F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Temporizadores ASTM](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El temporizador eléctrico portátil funciona como indicador de tiempo transcurrido, temporizador de intervalo y temporizador de encendido y apagado del aparato eléctrico. Tiene un rango de tiempo de 60 minutos por minutos y segundos, 8 ". Marca con dos juegos de números (usa el círculo interior de números pequeños como reloj de parada) y alarma de buzzer automática selectiva. Tiene dos receptáculos de salida separados para la conmutación automática de dispositivos externos. el interruptor controla una salida, que puede hacer o interrumpir el circuito en "0". El circuito se rompe automáticamente en la segunda salida después del intervalo de tiempo. Peso de envío 6 libras (2.7 kg)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO