

TEMPORIZADOR DE SUCCIÓN CAPILAR (CST) BELLTRONIC



- El temporizador de succión capilar (CST) modelo **B-01-16-02-08-0100** consta de un temporizador digital, una celda de muestra y un papel de filtro especialmente seleccionado compuesto de fibras unidireccionales.
- Las muestras acuosas se colocan en la celda de muestra, lo que da como resultado tasas variables de agua que pasa al papel de filtro a través de la acción de succión capilar. Las velocidades de filtración dependen del tamaño de las partículas, el contenido de sólidos y las velocidades de sedimentación del estado de floculación. Por lo tanto, el instrumento es adaptable para su uso como parámetro de control para instalaciones de eliminación de desechos y para la clasificación y calificación de tipos de suelo en uso geotécnico, evaluación de revestimientos de suelo / bentonita y análisis de fluidos de zanjas de lodos y fluidos de perforación.

SKU: B-01-16-02-08-0100 | **Categorías:** [Temporizador de Succión Capilar \(CST\)](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Se suministra un eliminador de batería para uso en laboratorio. El dispositivo CST completo consta de una unidad de temporizador, un conjunto de cabezal de prueba con embudo y un eliminador de batería (220 VCA), una caja de papel de filtro e instrucciones.

COTECNO