

TENAZA DE TUBO DE ENSAYO STODDARD, CON AGARRADERAS PARA LOS DEDOS - H-8590



SKU: H-8590 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Tenazas de alambre, Tenazas de laboratorio |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo de prueba (Stoddard con agarraderas para los dedos). Cierre automático, mandíbula rectangular, alambre de acero niquelado. Abertura de la mandíbula de 1 "(25 mm), 5" (127 mm) de longitud



INFORMACIÓN ADICIONAL