

TENAZA DE TUBO DE ENSAYO (STODDARD) -H-8580



SKU: H-8580 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Tenazas de alambre, Tenazas de laboratorio |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para Tubo de ensayo (Stoddard). Cierre automático, mandíbula rectangular, alambre de latón liso. Abertura de la mandíbula de 1 "(25 mm), 5" (127 mm) de longitud



INFORMACIÓN ADICIONAL