


**TENAZAS DE BURETA. REDONDA, CON MANDÍBULAS REVESTIDAS DE PLASTISOL -  
H-8002**



**SKU:** H-8002 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tenazas de bureta](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tenazas de bureta. Redonda, con mordazas revestidas de Plastisol, abertura de mandíbula de  $\frac{3}{8}$ " a  $1\text{-}\frac{3}{8}$ " (10 a 35 mm),  $6\text{-}\frac{3}{8}$ " (162 mm) de longitud

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO