

## TERMÓMETRO, DE BOLSILLO -H-3540



**SKU:** H-3540 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Lápiz, De bolsillo, Termómetros |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Vástago largo de 5 ", vidrio templado de gran calibre con líquido no tóxico, incluye funda de bolsillo de plástico y clip.

Rango de 0 a 220  $^{\circ}$  F con divisiones de 2  $^{\circ}$  F.



## INFORMACIÓN ADICIONAL