

TIRAS REACTIVAS PARA LA ADULTERACIÓN



Características

- Tiras reactivas: son rápidas y de alta sensibilidad para la detección de neutralizadores, adulteración de peróxido de hidrógeno y urea en leche cruda
- Resultados en 80 a 120 segundos

Especificaciones

- Conservar en lugar fresco y seco a temperatura <30 ºC. iNo guardar en el frigorífico!
- 1 caja consta de 12 tubos / 600 tiras de prueba
- Dimensiones de la caja (W x D x H): 115x155x100 mm
- Peso: <0,5 kg
- Caja de almacenamiento de cartón

SKU: LACTOSCAN-MST1 | Categorías: Pruebas de seguridad de la leche |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





INFORMACIÓN ADICIONAL