

TITULADOR POTENCIAL AUTOMÁTICO BELLTITPOTAUTO-4B



Características:

- Gran pantalla LCD.
- Diseño integrado de válvula y bureta
- Agitador incorporado
- Dispositivo de transmisión de titulación adopta el diseño del motor lineal
- Con dispositivo anti-fugas

SKU: BellTitPotAuto-4B | **Categorías:** [Titulador](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

BellTitPotAuto-4B

Rango de medición	pH: 0.~14.00pH mV: -1800.0~1800.0mV Temp.: -5.0~105.0°C
Resolución de medición	pH: 0.01pH;mV: 0.1mV;Temp:0.1°C
Precisión de la medición	pH: $\pm 0.01\text{pH} \pm 1\text{bit}$ mV: $\pm 0.03\%$ (escala completa) Temp.: $\pm 0.3^\circ\text{C}$
Precisión del volumen de la bureta	10ml bureta: $\pm 0.025\text{ml}$ 20ml bureta: $\pm 0.035\text{ml}$ 55 $\pm 10\text{s}$ (Cuando la bureta es de escala completa)
Velocidad suplementaria de la bureta	0.2%
Análisis de titulación de repetibilidad	$\leq 0.2\text{mV}$
Precisión de repetibilidad	$\pm 0.3\text{ mV} \pm 1\text{bit}/3\text{h}$
Estabilidad	$\pm 2\text{mV}$
Sensibilidad de titulación de control	AC110V/ 220V $\pm 10\%$, 50/60HZ;
Fuente de alimentación	390*380*300mm
Tamaño externo(W*D*H)	540*490*480mm
Tamaño del paquete(W*D*H)	8kg
Peso bruto	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO