

TRANSDUCTOR DE POTENCIÓMETRO LINEAL, 1.0 PULGADA (25 MM) -HM-2305.10



SKU: HM-2305.10 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Software de adquisición de datos para mecánica de suelos](#), [Transductores de tensión lineal](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Transductor de potenciómetro lineal, 1.0 pulgada (25 mm)

Instrumentos de galga extensométrica precisos y confiables para usar con marcos de carga HM-5150 y HM-5120

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO