

TUBO CON TAPÓN DE ROSCA B-TUBTAPROSCA-09



- Soporta 20000RFC.
- Sin DNasa, sin RNasa.
- Buena estanqueidad para evitar la evaporación.
Integridad.

SKU: BP-01-60-0500-0102 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Soporta 20000RFC.
- Sin DNasa, sin RNasa.
- Buena estanqueidad para evitar la evaporación.
Integridad.

categoría	Codigo del producto	Codigo Sku	Especificación de embalaje	Unidad	Cantidad de piezas enteras
Tubo con tapón de rosca	B-TubTapRosca-05	BP-01-60-0500-0100	4000pcs / caja	Caja	4000
	B-TubTapRosca-07	BP-01-60-0500-0101	4000pcs / caja	Caja	4000
	B-TubTapRosca-09	BP-01-60-0500-0102	4000pcs / caja	Caja	4000

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO