

**TUBO DE ENSAYO, SIN BORDE, SIN IMPRESIÓN VIDRIO BORO 3.3 20X150MM
BELLVID-ETUBOBIBV-3000**



Código de Producto: BellVid-ETuboBIBV-3000

SKU: B-01-21-1005-0006 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Tubo de ensayo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU: B-01-21-1005-0006

Codigo Cotecno	Código SKU	Longitud (mm)	Diametro (mm)	Material
BellVid-ETuboBIBV-1600	B-01-21-1005-0000	16	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-1200	B-01-21-1005-0001	12	100	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-750	B-01-21-1005-0002	10	75	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2500	B-01-21-1005-0003	25	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2400	B-01-21-1005-0004	16	150	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-2700	B-01-21-1005-0005	150	18	Vidrio Boro
BellVid-ETuboBIBV-3000	B-01-21-1005-0006	150	20	Vidrio Boro

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material

[Vidrio Boro 3.3](#)

COTECNO