

## TUBO MUESTREADOR SIN PARTITURAS, CEMENTO A GRANEL—H-3342



**SKU:** H-3342 | **Categorías:** [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Muestreadores](#), [Cemento a granel](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T127](#), [ASTM C183](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el muestreo de cemento hidráulico en envíos a granel o almacenamiento a granel.

Tiene dos tubos telescópicos de latón pulido con ranuras de registro (sin particiones) que se abren o cierran por rotación del tubo interior. Tubo exterior tiene punta afilada para facilitar la penetración.

El muestreador es de 1.375 "(35 mm) de diámetro x aproximadamente 63" (160 cm) de largo.

Cumple con las siguientes normas: [ASTM C183](#), AASHTO T127

COTECNO

COTECNO