

**TUBO RECEPTOR DE VACÍO 105 ° BOCA DE GRUPO ESTÁNDAR - BELLVID-  
CTUBORV-14/23**



**SKU:** B-01-21-0100-0101 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Tubos](#), [Varios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

**Características:**

<b>Modelo</b>	<b>Código Sku</b>	<b>Boca superior</b>	<b>Tapón de esmerilado</b>
BellVid-CTuboRV-10/19	B-01-21-0100-0100	10/19	10/19
BellVid-CTuboRV-14/23	B-01-21-0100-0101	14/23	14/23
BellVid-CTuboRV-19/26	B-01-21-0100-0102	19/26	19/26
BellVid-CTuboRV-24/29	B-01-21-0100-0103	24/29	24/29
BellVid-CTuboRV-29/32	B-01-21-0100-0104	29/32	29/32

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO