

VASO DE VIDRIO GRADUADO, 100 ML -H-4911.100



SKU: H-4911.100 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Equipos generales ASTM / NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Vasos precipitados ASTM / NCH |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso de vidrio graduado; Rango de graduación: 20-80 ml, Intervalo: 10 ml, Capacidad: 100 ml

Vaso de precipitados Griffin de baja forma con borde de vertido para uso general en el laboratorio. El diseño proporciona una mayor resistencia a través de paredes uniformes más pesadas. Todos los intervalos y los intervalos graduados se indican en ml.



INFORMACIÓN ADICIONAL