

## VASO PRECIPITADO, FORMA BAJA CON SPOUT



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Vasos precipitados](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso precipitado. Forma baja con spout

### Especificaciones Técnicas

| Código Del Producto | Modelo             | Capacidad (ml) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| B-01-21-01-000101   | BellVasPreSpo-400  | 400ml          |
| B-01-21-01-000102   | BellVasPreSpo-500  | 500ml          |
| B-01-21-01-000103   | BellVasPreSpo-600  | 600ml          |
| B-01-21-01-000104   | BellVasPreSpo-1000 | 1000ml         |
| B-01-21-01-000105   | BellVasPreSpo-2000 | 2000ml         |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO