

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP831EGT-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 1242489 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-E MMP831EGT-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1242489



#### Especificaciones

|  |                     |
|--|---------------------|
| Marca                                    | Veolia Memtrex MP-E |
| Medida del Poro $\mu$                    | 0.03                |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ | 82                  |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ | 180                 |
| Adaptador 1                              | 222                 |
| Adaptador 2                              | Flat end            |
| O-Ring / juntas /                        | Teflon              |

#### Dimensiones / Pesos

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Longitud en pulgadas      | 10   |
| Longitud en cm            | 25.4   |
| diámetro exterior pulgada | $\varnothing$ 2.75   |
| diámetro exterior cm      | $\varnothing$ 7.0  |
| Aplicaciones              | UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO