

**VEOLIA MEMTREX MP-E MMP833EHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 3095453 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP833EHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 3095453



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.03
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	222
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	$\text{\O}2.75$
diámetro exterior cm	$\text{\O}7.0$
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO