

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP833FHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 1264133 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-E MMP833FHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1264133



#### Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro $\mu$	0.03
Temperatura máxima de °C	82
Temperatura máxima de °F	180
Adaptador 1	226
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Silicon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO