

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP834FHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 3025482 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MENTREX MP-E MMP834FHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 3025482



#### Especificaciones

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Marca                    | Veolia Memtrex MP-E |
| Medida del Poro $\mu$    | 0.03                |
| Temperatura máxima de °C | 82                  |
| Temperatura máxima de °F | 180                 |
| Adaptador 1              | 226                 |
| Adaptador 2              | Fin                 |
| O-Ring / juntas /        | Silicon             |

#### Dimensiones / Pesos

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Longitud en pulgadas      | 40                                                               |
| Longitud en cm            | 101.6                                                            |
| diámetro exterior pulgada | Ø2.75                                                            |
| diámetro exterior cm      | Ø7.0                                                             |
| Aplicaciones              | UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO