

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP921AAE-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1227863 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MENTREX MP-E MMP921AAE-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1227863



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	Gasket
Adaptador 2	Gasket
O-Ring / juntas /	EPDM

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO