

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP923EHT-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 3063210 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MENTREX MP-E MMP923EHT-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 3063210



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	222
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Teflon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO