

**VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 20 ML (22,6 X 75,5 MM) CON RADIO DE FONDO
CON ESPACIO DE CABEZA DE TORNILLO DE 18 MM, PAQ. DE 100**



SKU: 44-1044 | **Categorías:** [Viales y tapas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix

44-1044

Vial - Color

Claro

Vial - Volumen

20 ml

Vial - Tipo de tapa

Rosca de tornillo

COTECNO