

VISCOSÍMETRO DIGITAL BELLVISC DIG2



Características:

- * La velocidad de rotación se mejora a un cambio no polar.
- * La sonda de temperatura de RTD puede supervisar oportunamente la temperatura de la muestra.
- * Software opcional: Recopilación de datos, análisis y software de trazado

| Modelo | BellViscDig2-1N | BellViscDig2-2N | BellViscDig2-3N | BellViscDig2-4N |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Rango de medición(mPa·s) | 1~600,000 | 0.6~6,000,000 | 6~80,000,000 | 50~10,000,000 |
| Velocidad de rotación | 1~60 | 0.1~99.9 | 0.1~99.9 | 0.1~200 |
| Número de eje | 4 tipos(L1~L4) | | | 4 tipos (21.27.28.29) |
| Precisión de medición | ±1%(Fluido Newtoniano) | | | |
| | ±0.5% (Fluido Newtoniano) | | | |
| Energía | Adaptador especial de energía (entrada 100 ~ 240V / 50 ~ 60HZ) | | | |
| El eje Lo es para el rango medido opcional | 1~600 | 0.6~6,000 | 6~60,000 | 3~60,000 |

SKU: N / A | Categorías: [fungilab](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[BellViscDig2-1N](#), [BellViscDig2-2N](#), [BellViscDig2-3N](#), [BellViscDig2-4N](#)

COTECNO