Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mezclador de vortice multitubo velocidad 300–2800 rpm

Código: B2-01-010760

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El mezclador de vórtice es un equipo de laboratorio que genera un efecto vórtice mediante rotación a alta velocidad y se usa principalmente para la mezcla homogénea de líquidos y mezclas sólido-líquido.

Características

- 1. Cambio rápido del modo de mezcla.
- 2. Pantalla LCD integrada.
- 3. Exactitud de velocidad.
- 4. Compatible con diversas gradillas para tubos de ensayo.
- 5. Apariencia e interfaz de operación.

Especificaciones técnicas

Especificación	**300~2800rpm B2-01-010760**
Rango de velocidad	300~2800rpm
Exactitud de regulación de velocidad	±1%
Amplitud	4mm
Rango de ajuste de tiempo	0s~99h59min
Rango de temporización del intervalo de pulso	1s~99s
Rango de temporización de operación por pulso	1s~999s
Carga máxima	5.5kg
Consumo	70W
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones de la cubierta superior	310*210mm
Dimensiones externas (L*An*Al)	420*305*465mm
Peso neto	20kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	492*378*520mm
Peso bruto	23kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Defina la mezcla que necesita

   Compare la velocidad, la amplitud y los tiempos de mezcla de su método con los del equipo.

   - **Rango de velocidad**: 300~2800rpm
   - **Amplitud**: 4mm
   - **Rango de ajuste de tiempo**: 0s~99h59min

2. # Revise la carga de tubos

   Verifique que sus gradillas caben en la cubierta del equipo y que el peso total no supera la carga máxima.

   - **Carga máxima**: 5.5kg
   - **Dimensiones de la cubierta superior**: 310*210mm

3. # Prevea la instalación

   Confirme la alimentación disponible y el espacio en el mesón.

   - **Consumo**: 70W
   - **Alimentación eléctrica**: AC100~240V, 50/60Hz
   - **Dimensiones externas (L*An*Al)**: 420*305*465mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización