Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aparato de punto de nube y fluidez

Código: H-2560

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se utiliza para analizar las características de fluidez de los aceites derivados del petróleo mediante los puntos de enturbiamiento y de fluidez. Incluye un recipiente de vidrio para baño, un cilindro de latón pulido montado sobre una base de trípode metálica, un cilindro de prueba de vidrio, un disco inferior de corcho y anillos superiores.

Adquiera el termómetro de mercurio necesario en su localidad. La ley de Illinois nos prohíbe vender termómetros de mercurio.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2560	Juego de aparatos para determinar el punto de enturbiamiento y el punto de fluidez H-2560

Repuestos publicados

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-2560.3	Frasco de prueba de vidrio H-2560.3
Sin imagen	H-2560.5	Frasco de vidrio para baño de baterías
Sin imagen	H-2595	Discos de corcho H-2595
Sin imagen	H-2598	Anillos de corcho H-2598

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización