Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador de vapor a presion cilindrico horizontal

Código: B2-01-29-281.01 / B2-01-29-281.02 / B2-01-29-281.03

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de cámara de esterilización. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de cámara de esterilización.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Cámara de esterilización: 150L / 200L / 280L
- Volumen: φ440×1000mm / φ515×1000mm / φ600×1000mm
- Presión de trabajo: 0.22 MPa
- Temperatura de trabajo: 134 ℃
- Ajuste de temperatura: 40 ℃ - 134 ℃

Especificaciones técnicas

	150 L	200 L	280 L
Cámara de esterilización	150L	200L	280L
Volumen	φ440×1000mm	φ515×1000mm	φ600×1000mm
Presión de trabajo	0.22 MPa	0.22 MPa	0.22 MPa
Temperatura de trabajo	134 ℃	134 ℃	134 ℃
Ajuste de temperatura	40 ℃ - 134 ℃	40 ℃ - 134 ℃	40 ℃ - 134 ℃
Tiempo de esterilización	0-99 min	0-99 min	0-99 min
Tiempo de secado	0-99 min	0-99 min	0-99 min
Promedio de calor	≤± 2 ℃	≤± 2 ℃	≤± 2 ℃
Potencia	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
Dimensiones	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	150 L	200 L	280 L
Dimensiones de transporte	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
Peso bruto/neto	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de cámara de esterilización. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización