Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Esterilizador de vapor a presión vertical

**Código:** B2-01-29-494.01 / B2-01-29-494.02 / B2-01-29-494.03

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

## Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de volumen de la cámara. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de volumen de la cámara.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

## Características técnicas clave

- Volumen de la cámara: 100L Φ400*650mm / 50L Φ340*550mm / 75L Φ400*600mm
- Presión de diseño: 0.3MPa
- Temperatura de diseño: 150℃
- Presión de trabajo máx.: 0.25MPa
- Temperatura de trabajo máx.: 138℃

## Especificaciones técnicas

| | 100 L | 50 L | 75 L |
|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara | 100L Φ400*650mm | 50L Φ340*550mm | 75L Φ400*600mm |
| Presión de diseño | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
| Temperatura de diseño | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| Presión de trabajo máx. | 0.25MPa | 0.25MPa | 0.25MPa |
| Temperatura de trabajo máx. | 138℃ | 138℃ | 138℃ |
| Uniformidad de calor | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
| Rango del temporizador | 0-99min | 0-99min | 0-99min |
| Potencia | (3.2+1.9)kW/AC220V.50HZ | (3.2+1.6)kW/AC220V.50HZ | (3.2+1.8)kW/AC220V.50HZ |
| Dimensiones generales (mm) | 820*560*1270 | 660*460*1160 | 700*520*1250 |
| Dimensiones de transporte (mm) | 950*680*1430 | 740*550*1270 | 87780*600*1410 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| | 100 L | 50 L | 75 L |
|---|---|---|---|
| Peso bruto/peso neto (kg) | 190/168 | 137/114 | 168/142 |

# Aplicaciones

# Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de volumen de la cámara. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones -.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización