Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Frasco para cultivo de sangre 25 ml 1,5 ml/40 ml 1,5 ml

Código: B2-01-012126 / B2-01-012126.1 / B2-01-012126.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Los frascos para hemocultivo son adecuados para el cultivo de bacterias patógenas en sangre clínica y otros fluidos corporales estériles.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 40 unidade /caja B2-01-012126	pack 40 unidade /caja · 1 B2-01-012126.1	pack 40 unidade /caja · 2 B2-01-012126.2
Tipo de botella	Fra co de cultivo para la neutralización de antibiótico en adulto	Fra co de cultivo para neutralización de antibiótico pediátrico	Fra co de cultivo para la neutralización de antibiótico anaeróbico
Tipo de mue tra	Sangre y SBF	Sangre y SBF	Sangre y SBF
Capacidad de llenado	25 ml ±1,5 ml/40 ml ±1,5 ml	25 ml ±1,5 ml/40 ml ±1,5 ml	25 ml ±1,5 ml/40 ml ±1,5 ml
Valor de pH	7,2±0,2 a 20~25℃	7,2±0,2 a 20~25℃	7,2±0,2 a 20~25℃
Volumen de recolección de angre	Adulto : 5~10 ml (recomendación: 10 ml); Lactante y niño : 2-10 ml (recomendación: 5-10 ml)	Adulto : 5~10 ml (recomendación: 10 ml); Lactante y niño : 2-10 ml (recomendación: 5-10 ml)	Adulto : 5~10 ml (recomendación: 10 ml); Lactante y niño : 2-10 ml (recomendación: 5-10 ml)
Condicione de almacenamiento	4°C ~30°C, eco y protegido de la luz.	4°C ~30°C, eco y protegido de la luz.	4°C ~30°C, eco y protegido de la luz.
Validez	12 me e	12 me e	12 me e
Paquete	40 unidade /caja	40 unidade /caja	40 unidade /caja
Tamaño del paquete	400* 290* 240 mm	400* 290* 240 mm	400* 290* 240 mm
Pe o bruto	3 kg	3 kg	3 kg

Aplicaciones

Frasco para hemocultivo indicado para cultivo de bacterias patógenas en sangre clínica y otros fluidos corporales estériles.

La compra debe validarse según el tipo de frasco requerido: neutralización de antibióticos en adultos, neutralización de antibióticos pediátricos o neutralización de antibióticos anaeróbicos. La tabla declara para los tres tipos muestra de sangre y fluidos corporales estériles, capacidad de llenado de 25 mL ±1,5 mL / 40 mL ±1,5 mL y pH 7,2±0,2 a 20-25 ℃.

Para uso operativo, confirme volumen de recolección: adultos 5-10 mL con recomendación de 10 mL; lactantes y niños 2-10 mL con recomendación de 5-10 mL. También valide almacenamiento de 4-30 ℃, seco y protegido de la luz, y validez de 12 meses.

Usos recomendados

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

La compra debe validarse según el tipo de frasco requerido: neutralización de antibióticos en adultos, neutralización de antibióticos pediátricos o neutralización de antibióticos anaeróbicos. La tabla declara para los tres tipos muestra de sangre y fluidos corporales estériles, capacidad de llenado de 25 mL ±1,5 mL / 40 mL ±1,5 mL y pH 7,2±0,2 a 20-25 °C.

Criterios de compatibilidad

Para uso operativo, confirme volumen de recolección: adultos 5-10 mL con recomendación de 10 mL; lactantes y niños 2-10 mL con recomendación de 5-10 mL. También valide almacenamiento de 4-30 °C, seco y protegido de la luz, y validez de 12 meses.

Como validar si sirve

Para uso operativo, confirme volumen de recolección: adultos 5-10 mL con recomendación de 10 mL; lactantes y niños 2-10 mL con recomendación de 5-10 mL. También valide almacenamiento de 4-30 °C, seco y protegido de la luz, y validez de 12 meses.

Recomendacion de compra

Para uso operativo, confirme volumen de recolección: adultos 5-10 mL con recomendación de 10 mL; lactantes y niños 2-10 mL con recomendación de 5-10 mL. También valide almacenamiento de 4-30 °C, seco y protegido de la luz, y validez de 12 meses.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización